

腸篩查 測試套件說明 您將需要...

可以承接住大便的東西, 例如舊的干淨容器



測試套件
(隨附)


筆

或衛生紙。

非常重要

將採集樣品的日期寫在測試套件上,
否則我們可能無法測試。

1




2



將容器或衛生紙放入廁所, 以承接住您的大便。不要讓大便接觸馬桶的側面或水。

3




擰鬆管蓋以移去棒子。

4



將棒子的末端浸入您的大便中。
僅填充末端上的兩個小凹槽
- 不要過量填充。

5



將棒子放回試管中。重新擰緊蓋子以關閉試管。

6



如果您使用了容器, 請將其放入塑料袋中, 然後將其丟入外面的垃圾桶。請記住要洗手。

7



完成後, 將測試套件放在提供的帶襯墊的信封中, 並儘快將其郵寄給我們。

免費電話熱線: 0800 015 2514

(英國瑞雷中繼服務 (Relay UK) 18001 0800 015 2514
用於聾啞或語言障礙人士)

欲了解更多信息, 請訪問:

www.nidirect.gov.uk/articles/bowel-cancer-screening

HSC Public Health Agency

Public Health Agency
12-22 Linenhall Street, Belfast BT2 8BS.
Tel: 0300 555 0114 (local rate).
www.publichealth.hscni.net

Find us on:

